

Elecciones autoridades SAG 2025-2027

Procedimiento para emitir el voto por correo postal en caso de que no se vote en forma presencial en la asamblea

1. Elija la boleta de la lista por la que desea votar (“Renovación” o “Compromiso”).
2. Coloque la boleta en un **sobre sin identificación** (en blanco) y ciérrelo con goma de pegar, cola plástica o similar (**no con cinta adhesiva**).
3. **Coloque el sobre sin identificación en un sobre más grande** que lleve (a) **como destinatario**: “Sociedad Argentina de Genética, Rodríguez Peña 36, 6to. Piso, Depto. A, C1020 ADB, Buenos Aires”, y (b) **como remitente**: su nombre completo. Cierre dicho sobre con goma de pegar, cola plástica o similar (**no con cinta adhesiva**) y firme en forma cruzada la solapa de cierre.
4. Realice el envío por correo postal. Tenga en cuenta que la entrega puede demorar hasta 15 días.
5. Se llevarán a la asamblea los sobres que se reciban hasta el 19 de septiembre, y se abrirán durante el acto eleccionario.

En caso de que se desee hacer un solo envío con los votos de dos o más socios:

6. El procedimiento para los sobres sin identificación de cada socio es el descrito en los pasos 1 y 2. **Los sobres sin identificación deben colocarse en un sobre más grande** que lleve (a) **como destinatario**: “Sociedad Argentina de Genética, Rodríguez Peña 36, 6to. Piso, Depto. A, C1020 ADB, Buenos Aires, y (b) **como remitentes**: los nombres completos de cada uno de los votantes. Se debe cerrar el sobre grande con goma de pegar, cola plástica o similar (**no con cinta adhesiva**) y cada votante tiene que firmar en forma cruzada la solapa de cierre.
7. El envío y el manejo de los sobres son los descritos en los pasos 4 y 5.